Mesurer la masse d'un volume donné d'un liquide

Soit à mesurer la masse de 50mL d'alcool.

Placer l'éprouvette graduée vide sur le plateau de la balance en fonctionnement. Appuyer sur le bouton de tarage et attendre l'affichage: 0.0 g. Introduire l'alcool dans l'éprouvette graduée.

Ajuster le niveau du liquide à la graduation 50 mL.

Mesurer la masse d'alcool introduite.

Déterminer la masse volumique de l'alcool.

Comment vais – je m'y prendre?

